



HEAD ACTIVE

SISTEMA DI POSTURA

Fatturare a: _____

Ragionesociale: _____

Via: _____

Città: _____ C.A.P. _____

Provincia: _____

Tel. _____ Fax: _____

Spedire a: _____

Data ordine: _____

Num. Ordine: _____

Quantità richiesta: _____

DESCRIZIONE

Il **sistema di postura Head Active** è un prodotto progettato per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da ipotonia a livello dei muscoli del collo, aumentando considerevolmente la relazione con l'ambiente circostante, facilitando i pasti, l'esecuzione di altre terapie, esercizi di riabilitazione ed attività ludiche.

Head Active consente una posizione corretta permettendo la rotazione naturale della testa. Favorisce una maggiore concentrazione del paziente e migliora le sue prestazioni intellettuali.

Ordine Preventivo

Inviare l'ordine via fax. **+39 0341 360931**

o via e-mail: ordini@creha.it.

Per info: Tel. **+39 0341 372350**.

CODICE*

➡ 18.09.39.151

➡ 18.09.39.027

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo


CODICE RDM

➡ 1330238

512,00 €

LISTINO PREZZI


4 MODELLI



HEAD ACTIVE STANDARD

Grazie alla versatilità del suo design, il modello Standard si distingue per la facilità di installazione, la versatilità, la semplicità e le impostazioni. Il modello Standard è costituito da 3 elementi:


- Pinza adattabile a qualsiasi tipo di supporto o testiera semirigida con spessore pari a 10-80 mm;
- Sospensione, profondità e angoli regolabili;
- Cinturino per la testa, 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.



HEAD ACTIVE TOWER

È particolarmente adatto per i pazienti con sistemi di postura il cui schienale è corto o privo del controllo del segmento cervicale. Il modello Tower è costituito da 4 elementi:


- Pinza adattabile a qualsiasi tipo di supporto o testiera semirigida con spessore pari a 10-80 mm;
- Prolunga da 15 cm;
- Sospensione, profondità e angoli regolabili;
- Cinturino per la testa, 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.



HEAD ACTIVE SOFT

È appositamente progettato per i casi in cui occorre adattarlo ad una carrozzina con schienale flessibile standard. Il modello Soft è costituito da 5 elementi:

- Barra telescopica orizzontale per l'attacco alle maniglie della carrozzina;
- Elemento di ancoraggio con due possibilità: ancoraggio al sostegno rigido; attacco alla testiera o inserimento del tubo in una sezione quadrata 15x15 mm standard;
- Prolunga da 15 cm, sospensione, profondità e angoli regolabili;
- Cinturino per la testa;
- 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.







HEAD ACTIVE FIX

Offre la possibilità di fissare l'elemento di ancoraggio sul retro della testiera o di lasciare libera la parte superiore. Il modello Fix è costituito da 4 elementi:

- Elemento di ancoraggio con due possibilità: ancoraggio al sostegno rigido; attacco alla testiera o inserimento del tubo in una sezione quadrata 15x15 mm standard;
- Prolunga da 15 cm, sospensione, profondità e angoli regolabili;
- Cinturino per la testa;
- 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.

DOTAZIONE BASE & ACCESSORI

CODICE	NOME	MISURA	PREZZO	IVA	COD. DM	
<input type="checkbox"/> standard	HEAD ACTIVE	UNICA	512,00 €	4%	18.09.39.151 + 027	
<input type="checkbox"/> tower			512,00 €	4%	18.09.39.151 + 027	
<input type="checkbox"/> soft			512,00 €	4%	18.09.39.151 + 027	
<input type="checkbox"/> fix			512,00 €	4%	18.09.39.151 + 027	

NOTE



**Distribuzione in esclusiva italiana
di articoli riabilitativi unici e di qualità**

Creha Riabilitazione di Ortopedia Castagna Srl

Via Como 1 - 23896 Bevera di Sirtori (LC)

Fax 0341 360 931 - Tel. +39 0341 372 350

info@creha.it - www.creha.it